



Bulldogklemmen und Clips
Bulldog Clamps and Clips
Pinzas Bulldog y clips
Pinces Bulldog et clips
Pinze Bulldog e clips




Bulldogklemmen und Clips

Bulldog Clamps and Clips

Pinzas Bulldog y clips

Pinces Bulldog et clips

Pinze Bulldog e clips



Atrauma

Feinste DeBakey-Zahnungen für atraumatisches Operieren

Finest DeBakey serrations for atraumatic surgery

Dentado DeBakey finísimo para operaciones atraumáticas

Dentelure DeBakey ultra fine pour des opérations atraumatiques

Dentellatura finissima DeBakey per operazioni atraumatiche

Ti

Titan – ultraleicht und höchst biokompatibel

Titanium – ultralight and highly biocompatible

Titania – ultraligero y biocompatible

Titane – ultra léger et biocompatible

Titania – ultraleggero e biocompatibile

St

Edelstahl

Stainless steel

Acero inoxidable

Acier inoxydable

Acciaio inossidabile

U

Gesamtlänge

Total length

Longitud total

Longueur totale

Lunghezza complessiva

V

Maullänge

Jaw length

Longitud de boca

Longueur de mors

Lunghezza gola

V

Öffnungsweite

Opening

Apertura

Largeur d'ouverte

Apertura

P

Schließkraft

Closing pressure

Fuerza de oclusión

Pression de fermeture

Pressione di chiusura

Clip-Anlegepinzette, Gefäßclips

Clip Applying Forceps, Vessel Clips
Pinzas para aplicar clips, Clips vasculares
Pinces pour poser les clips vasculaires, Clips vasculaires
Pinze per applicazione clips vascolari, Clip vascolari



13-052-04-07 -
13-060-04-07

1/2

13-050-14-07

14,5 cm / 5 9/16"

mit Sperre
with ratchet
con cremallera
avec crémaillère
con cremagliera



13-052-04-07 -
13-060-04-07

1/2

13-051-14-07

14,5 cm / 5 9/16"

mit Sperre
with ratchet
con cremallera
avec crémaillère
con cremagliera



1/1

Biemer
13-052-04-07 -
13-053-05-07



1/1



St	13-052-04-07	13-052-05-07	13-053-05-07
	1,4 cm / 3 9/16"	1,7 cm / 4 5/16"	1,7 cm / 4 5/16"
	6 mm	9 mm	9 mm
	4 mm	7 mm	7 mm
P	30 - 40 g	30 - 40 g	20 - 25 g

Gefäßclips, Approximatoren

Vessel Clips, Approximators

Clips vasculares, Aproximadores

Clips vasculaires, Approximateurs

Clip vascolari, Approssimatori


Bulldogklemmen und Clips

Bulldog Clamps and Clips

Pinzas Bulldog y clips

Pinces Bulldog et clips

Pinze Bulldog e clips



1/1

Biemer-Müller

13-054-05-07 -

13-059-05-07



1/1



	gerade, breit straight, wide recto, ancho droit, large retto, largo	gewinkelt, breit angled, wide angulado, ancho coudé, large angulato, largo	gerade, schmal straight, narrow recto, estrecho droit, étroit retto, stretto	gerade, schmal straight, narrow recto, estrecho droit, étroit retto, stretto	gewinkelt, schmal angled, narrow angulado, estrecho coudé, étroit angulato, stretto
St	13-054-05-07	13-055-05-07	13-056-03-07	13-058-05-07	13-059-05-07
	1,7 cm / 4 5/16"	1,7 cm / 4 5/16"	1,7 cm / 4 5/16"	1,7 cm / 4 5/16"	1,7 cm / 4 5/16"
	9 mm	9 mm	6 mm	9 mm	9 mm
	7 mm	7 mm	4 mm	7 mm	7 mm
P	30 - 40 g	30 - 40 g	30 - 40 g	30 - 40 g	25 - 30 g



1/1


Müller

13-060-01-07 -

13-060-04-07



1/1



Ø	1,5 mm	2,5 mm	3,0 mm	3,5 mm
St	13-060-01-07	13-060-02-07	13-060-03-07	13-060-04-07
	1,7 cm / 4 5/16"	1,7 cm / 4 5/16"	1,7 cm / 4 5/16"	1,7 cm / 4 5/16"
	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
P	30 - 40 g	30 - 40 g	30 - 40 g	30 - 40 g

Approximatoren, Mini-Gefäßclips, Clip-Anlegezangen

Approximators, Mini Vessel Clips, Clip Applying Forceps

Aproximadores, Mini Clips vasculares, Pinzas para aplicar clips

Approximateurs, Micro-clips vasculaires, Pincettes pour poser micro-clips

Approssimatori, Mini-clip vascolari, Pinze per applicare clips vascolari

für Mikro-Gefäßanastomosen in der Tiefe
for Micro vessel anastomosis in the depth
para micro anastomosis en la profundidad
pour micro-anastomoses vasculaires en profondeur
per micro-anastomosi vascolari nella profondità




13-062-00-07

komplett mit Schlüssel
complete with key
completo con llave
complet avec clef
completti con chiave




13-062-01-07

Schlüssel für Approximator
Key for Approximator
Llave para aproximador
Clef pour approximateur
Chiave per approssimatore



13-062-02-07

Approximator, allein
Approximator, only
Aproximador, suelto
Approximateur, seul
Approssimatore, solo



1/2

13-104-14-07

14,5 cm / 5 7/8"

mit Sperre
with ratchet
con cremallera
avec cremaillère
con cremagliera



13-102-04-07 -
13-102-10-07



1/2

13-106-18-07

18,5 cm / 7 2/8"


mit Sperre
with ratchet
con cremallera
avec cremaillère
con cremagliera



13-102-04-07 -
13-102-10-07

Bulldogklemmen und Clips

Bulldog Clamps and Clips
Pinzas Bulldog y clips
Pinces Bulldog et clips
Pinze Bulldog e clips







1/1



13-102-04-07 -
13-102-10-07

1/1



St	13-102-04-07	13-102-06-07	13-102-08-07	13-102-10-07
	1,3 cm / 3 ⁵ / ₁₆ "	1,5 cm / 3 ¹³ / ₁₆ "	1,7 cm / 4 ⁵ / ₁₆ "	2,0 cm / 5 ¹ / ₁₆ "
	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm
	60 g	85 g	100 g	125 g


Yasargil Xtended Clips

Yasargil Xtended Clips

Yasargil Xtended clips

Yasargil Xtended clips

Yasargil Xtended clips



Bis zu 25 % größere Öffnungsweite als andere Yasargil-Clips

Up to 25% larger opening width than other Yasargil clips

Hasta un 25 % más de ancho de apertura que otros clips Yasargil

Une largeur d'ouverture supérieure de 25 % au maximum par rapport aux autres clips Yasargil

Fino al 25 % in più di apertura rispetto ad altre Yasargil Clips

Yasargil Xtended Clips


- Perfekt entworfen für eine Vielzahl von Eingriffen in der Herz- und Gefäßchirurgie, z.B. in der Carotis-Chirurgie, in der peripheren Gefäßchirurgie oder in der Kinderchirurgie: Yasargil Xtended Clips.
- Alle Clips sind aus Titan gefertigt und treffen somit den internationalen Standard.
- Bis zu 25 % größere Öffnungsweite als andere Yasargil-Clips.
- Erhältlich in den Ausführungen Standard und Mini.

Yasargil Xtended Clips

- Perfectly designed for a number of cardiovascular procedures, e.g. for carotid artery surgery, peripheral vascular surgery or pediatric surgery: Yasargil Xtended Clips.
- All clips are made of titanium and consequently comply with the international standard.
- Up to 25 % larger opening width than other Yasargil clips.
- Available in standard and mini version.

Yasargil Xtended clips

- Diseño perfecto para una gran diversidad de intervenciones en la cirugía cardiovascular, por ejemplo en la cirugía de la arteria carótida, la cirugía vascular periférica o la cirugía pediátrica: Clips Yasargil Xtended.
- Todos los clips están elaborados en titanio, cumpliendo así el estándar internacional.
- Ancho de abertura hasta un 25 % mayor que en otros clips Yasargil.
- Disponibles en los modelos estándar y mini.



Yasargil Xtended clips

- Design parfait pour de nombreuses interventions en chirurgie cardio-vasculaire, par ex. chirurgie de la carotide, chirurgie vasculaire périphérique ou chirurgie pédiatrique : Clips Yasargil Xtended.
- Tous les clips sont en titane et, par conséquent, conformes aux normes internationales.
- Largeur d'ouverture de 25 % supérieure à celle d'autres clips Yasargil.
- Deux versions disponibles : standard et mini.

Yasargil Xtended clips

- Design perfetto per una grande varietà di interventi in chirurgia cardio-vascolare, per esempio nella chirurgia dell'arteria carotide, nella chirurgia vascolare periferica o nella chirurgia pediatrica: Clips Yasargil Xtended
- Tutti i clips sono lavorati in titanio, nel rispetto dello standard internazionale.
- Ampiezza di apertura fino al 25 % maggiore rispetto ad altri clips Yasargil.
- Disponibili in due modelli: standard e mini.

Farbkennung Color coding Identificación cromática Codes couleur Codifica per colore		
		
grün green verde vert verde	gold gold dorado doré oro	rosa pink rosa rose rosa
		
Standard permanent	Temporary Clips	Mini

STERILE R

steril
sterilized
esterilizado
stérilisé
sterilizzato

Yasargil Xtended Aneurysmen-Clips

Yasargil Xtended Aneurysm Clips

Yasargil Xtended clips para aneurismas

Yasargil Xtended clips pour anévrismes

Yasargil Xtended clips per aneurismi

STANDARD

Permanenter Verschluss
Permanent closure
Cierre permanente
Fermeture permanente
Chiusura permanente



grün
green
verde
vert
verde



Öffnungsweite
Opening
Apertura
Largeur d'ouverture
Apertura



Schließkraft
Closing pressure
Fuerza de oclusión
Pression de fermeture
Pressione di chiusura









Titan
Titanium
Titanio
Titane
Titanio

STERILE | R







steril
sterilized
esterilizado
stérilisé
sterilizzato

1/1









C	13-150-01-71	13-150-02-71	13-150-03-71	13-150-04-71	13-150-05-71	13-150-06-71
O	7,5 mm	7,1 mm	5,8 mm	7,2 mm	7,5 mm	8,4 mm
P	150 g	150 g	150 g	200 g	200 g	200 g

1/1









C	13-150-07-71	13-150-08-71	13-150-09-71	13-150-10-71	13-150-11-71	13-150-12-71
O	8,1 mm	7,9 mm	6,9 mm	9,1 mm	10,6 mm	8,9 mm
P	180 g	180 g	180 g	200 g	200 g	180 g

1/1



C	13-150-13-71	13-150-14-71	13-150-15-71	13-150-16-71	13-150-17-71	13-150-18-71
O	8,6 mm	9,1 mm	8,6 mm	7,1 mm	8,3 mm	8,3 mm
P	200 g	180 g	200 g	180 g	200 g	200 g

1/1



C	13-150-19-71	13-150-20-71	13-150-21-71	13-150-22-71	13-150-23-71	13-150-24-71
O	8,3 mm	5,8 mm	9,4 mm	8,9 mm	7,8 mm	10,0 mm
P	200 g	180 g	200 g	200 g	200 g	180 g


Bulldogklemmen und Clips

Bulldog Clamps and Clips


Pinzas Bulldog y clips

Pinces Bulldog et clips

Pinze Bulldog e clips




1/1




C	13-150-25-71	13-150-26-71	13-150-27-71	13-150-28-71	13-150-29-71	13-150-30-71
O	11,4 mm	10,8 mm	12,1 mm	13,0 mm	5,8 mm	5,8 mm
P	200 g	200 g	180 g	180 g	200 g	200 g

1/1




C	13-150-31-71	13-150-32-71	13-150-33-71	13-150-34-71	13-150-35-71	13-150-36-71
O	5,8 mm	5,7 mm	6,1 mm	6,4 mm	7,5 mm	8,2 mm
P	200 g	180 g	180 g	180 g	200 g	200 g

1/1



C	13-150-37-71	13-150-38-71	13-150-39-71	13-150-40-71	13-150-41-71	13-150-42-71
O	8,9 mm	13,3 mm	5,7 mm	5,8 mm	11,2 mm	10,3 mm
P	200 g	200 g	200 g	200 g	200 g	200 g

1/1



C	13-150-43-71	13-150-44-71	13-150-46-71	13-150-47-71
O	7,7 mm	8,2 mm	6,5 mm	6,9 mm
P	200 g	200 g	200 g	200 g

Yasargil Xtended Clips

Yasargil Xtended Clips

Yasargil Xtended clips

Yasargil Xtended clips

Yasargil Xtended clips

STANDARD

Temporärer Verschluss
Temporary closure
Cierre temporal
Fermeture provisoire
Chiusura temporanea



gold
gold
dorado
doré
oro



Öffnungsweite
Opening
Apertura
Largeur d'ouverte
Apertura



Schließkraft
Closing pressure
Fuerza de oclusión
Pression de fermeture
Pressione di chiusura









Titan
Titanium
Titanio
Titane
Titanio

STERILE R







steril
sterilized
esterilizado
stérilisé
sterilizzato

1/1



C	13-151-01-71	13-151-02-71	13-151-03-71	13-151-04-71	13-151-05-71	13-151-06-71
O	7,5 mm	7,5 mm	8,4 mm	8,1 mm	6,8 mm	6,1 mm
P	110 g	90 g	90 g	90 g	90 g	110 g

1/1



C	13-151-07-71	13-151-08-71	13-151-09-71	13-151-10-71	13-151-11-71	13-151-12-71
O	8,9 mm	9,1 mm	9,2 mm	8,9 mm	5,6 mm	6,5 mm
P	90 g	90 g	90 g	110 g	130 g	110 g


Bulldogklemmen und Clips

Bulldog Clamps and Clips

Pinzas Bulldog y clips

Pinces Bulldog et clips

Pinze Bulldog e clips



MINI

Permanenter Verschluss
Permanent closure
Cierre permanente
Fermeture permanente
Chiusura permanente



C

rosa
pink
rosa
rose
rosa

O

Öffnungsweite
Opening
Apertura
Largeur d'ouverte
Apertura

P

Schließkraft
Closing pressure
Fuerza de oclusión
Pression de fermeture
Pressione di chiusura




Ti

Titan
Titanium
Titanio
Titane
Titanio

STERILE R







steril
sterilized
esterilizado
stérilisé
sterilizzato

1/1



C	13-152-01-71	13-152-02-71	13-152-03-71	13-152-04-71	13-152-05-71	13-152-06-71
O	3,3 mm	3,2 mm	4,0 mm	3,8 mm	3,6 mm	3,3 mm
P	110 g	110 g	110 g	110 g	110 g	110 g

1/1



C	13-152-07-71	13-152-08-71	13-152-09-71	13-152-10-71	13-152-11-71	13-152-12-71
O	4,0 mm	3,6 mm	3,8 mm	3,6 mm	3,5 mm	3,5 mm
P	110 g	110 g	110 g	110 g	110 g	130 g

Yasargil Xtended Clips

Yasargil Xtended Clips

Yasargil Xtended clips

Yasargil Xtended clips

Yasargil Xtended clips

MINI

Permanenter Verschluss
Permanent closure
Cierre permanente
Fermeture permanente
Chiusura permanente



rosa
pink
rosa
rose
rosa



Öffnungsweite
Opening
Apertura
Largeur d'ouverte
Apertura



Schließkraft
Closing pressure
Fuerza de oclusión
Pression de fermeture
Pressione di chiusura









Titan
Titanium
Titanio
Titane
Titanio

STERILE R




steril
sterilized
esterilizado
stérilisé
sterilizzato

1/1




C	13-152-13-71	13-152-14-71	13-152-15-71	13-152-16-71	13-152-17-71	13-152-18-71
O	6,0 mm	4,6 mm	4,4 mm	4,0 mm	4,0 mm	7,0 mm
P	130 g	110 g	200 g	110 g	110 g	130 g

1/1



C	13-152-19-71	13-152-20-71	13-152-21-71
O	5,7 mm	4,0 mm	4,0 mm
P	130 g	130 g	130 g



MINI

Temporärer Verschluss
Temporary closure
Cierre temporal
Fermeture provisoire
Chiusura temporanea



gold
gold
dorado
doré
oro



Öffnungsweite
Opening
Apertura
Largeur d'ouverte
Apertura



Schließkraft
Closing pressure
Fuerza de oclusión
Pression de fermeture
Pressione di chiusura







Titan
Titanium
Titanio
Titane
Titanio

STERILE R




steril
sterilized
esterilizado
stérilisé
sterilizzato

1/1



C	13-153-01-71	13-153-02-71	13-153-03-71	13-153-04-71	13-153-05-71	13-153-06-71
O	3,3 mm	4,0 mm	3,8 mm	4,0 mm	3,8 mm	4,0 mm
P	90 g	70 g	70 g	70 g	70 g	70 g

1/1



C	13-153-07-71	13-153-08-71	13-153-09-71
O	4,0 mm	4,6 mm	4,4 mm
P	70 g	70 g	70 g

Applikationsinstrumente

Application instruments
Instrumentos de aplicación
Instruments d'application
Strumenti applicativi

STANDARD



grün
green
verde
vert
verde



gold
gold
dorado
doré
oro

Anlegezangen für Yasargil Xtended Aneurysmen-Clips
Applying forceps for Yasargil Xtended aneurysm clips
Pinzas de aplicaciones para Yasargil Xtended clips para aneurismas
Pinces pour poser clips pour Yasargil Xtended clips pour anévrismes
Pinzas applica-clips per Yasargil Xtended clips per aneurismi



1/2

			
starr, doppelt übersetzt fixed, double action rígida, con articulación doble fixe, à double action rígida, con articolazione doppia		drehbar, doppelt übersetzt turnable, double action giratorio, con articulación doble pivotant, à double action girevole, con articolazione doppia	
19 cm / 7 4/8"	13-154-01-07		
21 cm / 8 2/8"	13-154-02-07	13-154-04-07	
23 cm / 9"	13-154-03-07	13-154-05-07	


Yasargil
13-154-01-07 -
13-154-05-07



1/2

	
drehbar, mit Memory-Effekt turnable, with memory effect giratorio, con efecto memoria pivotant, avec effet mémoire girevole, con memoria effekt	
A = 70 mm	13-154-10-07
A = 90 mm	13-154-11-07
A = 110 mm	13-154-12-07


Yasargil
13-154-10-07 -
13-154-12-07



Yasargil
13-154-20-07
Entnahmezange
Removing forceps
Pinzas de extracción
Pince d'extraction
Pinza di estrazione



Yasargil
13-154-50-04
Einstellplatte für drehbare Anlegezangen
Regulating plate for turnable applying forceps
Placa de ajuste para pinzas de aplicación giratorias
Plaque d'ajustage pour pincettes pivotantes
Piastra di regolazione per pinze girevoli



MINI



rosa
pink
rosa
rose
rosa

Anlegezangen für Yasargil Xtended Aneurysmen-Clips
Applying forceps for Yasargil Xtended aneurysm clips
Pinzas de aplicaciónes para Yasargil Xtended clips para aneurismas
Pinces pour poser clips pour Yasargil Xtended clips pour anévrismes
Pinzas applica-clips per Yasargil Xtended clips per aneurismi



1/2

starr, doppelt übersetzt fixed, double action rígida, con articulación doble fixe, à double action rígida, con articolazione doppia		drehbar, doppelt übersetzt turnable, double action giratorio, con articulación doble pivotant, à double action girevole, con articolazione doppia	
19 cm / 7 4/8"	13-155-01-07		
21 cm / 8 2/8"	13-155-02-07	13-155-04-07	
23 cm / 9"	13-155-03-07	13-155-05-07	

Yasargil
13-155-01-07 -
13-155-05-07



1/2

drehbar, mit Memory-Effekt turnable, with memory effect giratorio, con efecto memoria pivotant, avec effet mémoire girevole, con memoria effetto	
A = 70 mm	13-155-10-07
A = 90 mm	13-155-11-07
A = 110 mm	13-155-12-07

Yasargil
13-155-10-07 -
13-155-12-07



Yasargil
13-155-20-07

Entnahmezange
Removing forceps
Pinzas de extracción
Pince d'extraction
Pinza di estrazione


Bulldogklemmen

Bulldog Clamps

Clamps Bulldog

Clamps Bulldog


Pinze Bulldog



24-395-23-07

24 cm / 9 ⁴/₈"

Anlegezange für Bulldogklemmen
Applying Forceps for Bulldog clamps
Pinza aplicadora para clamps bulldog
Pince pour poser les clamps Bulldog
Pinza per posizionare le pinze Bulldog




1/2



13-108-10-07 -
13-109-18-07

1/1



St	13-108-10-07	13-108-14-07	13-108-18-07	13-109-10-07	13-109-14-07	13-109-18-07
	3,1 cm / 7 ¹⁴ / ₁₆ "	3,5 cm / 8 ¹⁴ / ₁₆ "	3,9 cm / 9 ¹⁴ / ₁₆ "	3,0 cm / 10 ¹⁰ / ₁₆ "	3,3 cm / 8 ⁶ / ₁₆ "	3,6 cm / 9 ² / ₁₆ "
	10 mm	14 mm	18 mm	10 mm	14 mm	18 mm
P	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g

1/2



Dieffenbach
13-110-06-07 -
13-115-05-07

1/1



St	13-110-06-07	13-111-06-07	13-114-03-07	13-114-05-07	13-115-03-07	13-115-05-07
	6 cm / 15 ⁴ / ₁₆ "	6 cm / 15 ⁴ / ₁₆ "	3,5 cm / 8 ¹⁴ / ₁₆ "	5,0 cm / 12 ¹¹ / ₁₆ "	3,5 cm / 8 ¹⁴ / ₁₆ "	5,0 cm / 12 ¹¹ / ₁₆ "
	17 mm	17 mm	11 mm	15 mm	11 mm	15 mm

Bulldogklemmen

Bulldog Clamps
Clamps Bulldog
Clamps Bulldog
Pinze Bulldog



1/2



1/1

Johns-Hopkins
13-115-38-07 -
13-115-90-07

St	13-115-38-07	13-115-45-07	13-115-55-07	13-115-65-07	13-115-75-07	13-115-90-07
	3,8 cm / 1 3/8"	4,5 cm / 1 6/8"	5,5 cm / 2 1/8"	6,5 cm / 2 4/8"	7,5 cm / 3"	9 cm / 3 4/8"
	12 mm	17 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
P	300 g	300 g	300 g	300 g	300 g	300 g




1/2



1/1

Johns-Hopkins
13-116-38-07 -
13-116-90-07

St	13-116-38-07	13-116-45-07	13-116-55-07	13-116-65-07	13-116-75-07	13-116-90-07
	3,8 cm / 1 4/8"	4,5 cm / 1 6/8"	5,5 cm / 2 1/8"	6,5 cm / 2 4/8"	7,5 cm / 3"	9 cm / 3 4/8"
	12 mm	17 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
P	300 g	300 g	300 g	300 g	300 g	300 g




1/2

Diethrich
13-120-08-07 -
13-121-12-07




1/1



St	13-120-08-07	13-120-10-07	13-120-12-07	13-121-08-07	13-121-10-07	13-121-12-07
	4,5 cm / 11 ⁷ / ₁₆ "	5,0 cm / 12 ¹¹ / ₁₆ "	6,0 cm / 2 ³ / ₈ "	4,0 cm / 10 ³ / ₁₆ "	4,5 cm / 11 ⁷ / ₁₆ "	5,0 cm / 12 ¹¹ / ₁₆ "
V	8 mm	12 mm	20 mm	8 mm	12 mm	20 mm
P	50 g	50 g	50 g	50 g	50 g	50 g



1/1



Atrauma

St	13-122-10-07	13-122-14-07	13-122-20-07	13-123-10-07	13-123-14-07	13-123-20-07
	4,5 cm / 11 ⁷ / ₁₆ "	5,0 cm / 12 ¹¹ / ₁₆ "	6,0 cm / 15 ⁴ / ₁₆ "	3,5 cm / 8 ¹⁴ / ₁₆ "	4,5 cm / 11 ⁷ / ₁₆ "	5,0 cm / 12 ¹¹ / ₁₆ "
V	10 mm	14 mm	20 mm	10 mm	14 mm	20 mm
P	180 g	180 g	180 g	180 g	180 g	180 g




1/2

DeBakey-Diethrich
13-122-10-07 -
13-125-20-07



1/1



St	13-125-10-07	13-125-14-07	13-125-20-07
	3,5 cm / 8 ¹⁴ / ₁₆ "	4,5 cm / 11 ⁷ / ₁₆ "	5,0 cm / 12 ¹¹ / ₁₆ "
V	10 mm	14 mm	20 mm
P	180 g	180 g	180 g

Bulldogklemmen

Bulldog Clamps

Clamps Bulldog

Clamps Bulldog

Pinze Bulldog

Atrauma

1/1



1/1

Mini-Glover
13-132-30-09 -
13-142-50-09

Vena				
Ti	13-132-30-09	13-132-35-09	13-132-40-09	13-132-50-09
	3,0 cm / 7 ¹⁰ / ₁₆ "	3,5 cm / 8 ¹⁴ / ₁₆ "	4,0 cm / 10 ³ / ₁₆ "	5,0 cm / 12 ¹¹ / ₁₆ "
	9 mm	13 mm	14 mm	23 mm
P	110 g ⁺⁴⁰ / ₋₀ g	110 g ⁺⁴⁰ / ₋₀ g	110 g ⁺⁴⁰ / ₋₀ g	110 g ⁺⁴⁰ / ₋₀ g

Arteria				
Ti	13-142-30-09	13-142-35-09	13-142-40-09	13-142-50-09
	3,0 cm / 7 ¹⁰ / ₁₆ "	3,5 cm / 8 ¹⁴ / ₁₆ "	4,0 cm / 10 ³ / ₁₆ "	5,0 cm / 12 ¹¹ / ₁₆ "
	9 mm	13 mm	14 mm	23 mm
P	220 g ⁺⁶⁰ / ₋₀ g	220 g ⁺⁶⁰ / ₋₀ g	220 g ⁺⁶⁰ / ₋₀ g	220 g ⁺⁶⁰ / ₋₀ g

Atrauma

1/1




1/1

Mini-Glover
13-133-30-09 -
13-143-50-09

Vena				
Ti	13-133-30-09	13-133-35-09	13-133-40-09	13-133-50-09
	3,0 cm / 7 ¹⁰ / ₁₆ "	3,5 cm / 8 ¹⁴ / ₁₆ "	4,0 cm / 10 ³ / ₁₆ "	5,0 cm / 12 ¹¹ / ₁₆ "
	9 mm	13 mm	14 mm	23 mm
P	110 g ⁺⁴⁰ / ₋₀ g	110 g ⁺⁴⁰ / ₋₀ g	110 g ⁺⁴⁰ / ₋₀ g	110 g ⁺⁴⁰ / ₋₀ g

Arteria				
Ti	13-143-30-09	13-143-35-09	13-143-40-09	13-143-50-09
	3,0 cm / 7 ¹⁰ / ₁₆ "	3,5 cm / 8 ¹⁴ / ₁₆ "	4,0 cm / 10 ³ / ₁₆ "	5,0 cm / 12 ¹¹ / ₁₆ "
	9 mm	13 mm	14 mm	23 mm
P	220 g ⁺⁶⁰ / ₋₀ g	220 g ⁺⁶⁰ / ₋₀ g	220 g ⁺⁶⁰ / ₋₀ g	220 g ⁺⁶⁰ / ₋₀ g



Atrauma

1/1



1/1

Mini-Glover
13-135-30-09 -
13-145-50-09

Vena				
Ti	13-135-30-09	13-135-35-09	13-135-40-09	13-135-50-09
	3,0 cm / 7 ¹⁰ / ₁₆ "	3,5 cm / 8 ¹⁴ / ₁₆ "	4,0 cm / 10 ³ / ₁₆ "	5,0 cm / 12 ¹¹ / ₁₆ "
	9 mm	13 mm	14 mm	23 mm
P	110 g ⁺⁴⁰ / ₋₀ g	110 g ⁺⁴⁰ / ₋₀ g	110 g ⁺⁴⁰ / ₋₀ g	110 g ⁺⁴⁰ / ₋₀ g

Arteria				
Ti	13-145-30-09	13-145-35-09	13-145-40-09	13-145-50-09
	3,0 cm / 7 ¹⁰ / ₁₆ "	3,5 cm / 8 ¹⁴ / ₁₆ "	4,0 cm / 10 ³ / ₁₆ "	5,0 cm / 12 ¹¹ / ₁₆ "
	9 mm	13 mm	14 mm	23 mm
P	220 g ⁺⁶⁰ / ₋₀ g	220 g ⁺⁶⁰ / ₋₀ g	220 g ⁺⁶⁰ / ₋₀ g	220 g ⁺⁶⁰ / ₋₀ g



1/2

Mini-Glover
13-131-24-07

24 cm / 9 ⁴/₈"

Anlegezange für Bulldogklemmen, Mini-Glover
Applying Forceps for Bulldog clamps, Mini-Glover
Pinza aplicadora para clamps bulldog, Mini-Glover
Pince pour poser les clamps Bulldog, Mini-Glover
Pinza per posizionare le pinze Bulldog, Mini-Glover


Bulldogklemmen

Bulldog Clamps


Clamps Bulldog

Clamps Bulldog


Pinze Bulldog



Ø 10 Fr.	24-280-10-09	24-280-25-09	24-280-45-09	24-280-60-09
	10°	25°	45°	60°
	7,5 cm / 3"	7,5 cm / 3"	7 cm / 2 5/8"	6,5 cm / 2 1/8"



Ø 12 Fr.	24-281-10-09	24-281-25-09	24-281-45-09	24-281-60-09
	10°	25°	45°	60°
	7,5 cm / 3"	7,5 cm / 3"	7 cm / 2 5/8"	6,5 cm / 2 1/8"



Ø 14 Fr.	24-282-10-09	24-282-25-09	24-282-45-09	24-282-60-09
	10°	25°	45°	60°
	7,5 cm / 3"	7,5 cm / 3"	7 cm / 2 5/8"	6,5 cm / 2 1/8"



1/2

24-280-10-09 -
24-282-60-09
7 cm / 2 7/8"




Shunt-Bulldogklemmen

Shunt Bulldog Clamps
Pinzas Bulldog para shunt
Pinces Bulldog pour carotide
Pinze Bulldog per shunt

Bulldogklemmen und Clips

Bulldog Clamps and Clips
Pinzas Bulldog y clips
Pinces Bulldog et clips
Pinze Bulldog e clips



Atrauma



1/2

De Bakey
24-392-07-07 -
24-392-12-07

St



1/2

De Bakey
24-288-07-09 -
24-288-10-09

Ti

1/1



St	24-392-07-07	24-392-08-07	24-392-10-07	24-392-12-07
	8 cm / 3 1/8"	9 cm / 3 4/8"	10,5 cm / 4 1/8"	12,5 cm / 4 7/8"
	30 mm	40 mm	55 mm	75 mm

Ti	24-288-07-09	24-288-08-09	24-288-09-09	24-288-10-09
	8 cm / 3 1/8"	9 cm / 3 4/8"	11 cm / 4 3/8"	13 cm / 5 1/8"
	25 mm	35 mm	55 mm	75 mm




1/2
De Bakey
24-393-07-07 -
24-393-12-07

St




1/2
De Bakey
24-289-07-09 -
24-289-10-09

Ti



1/4				
St	24-393-07-07	24-393-08-07	24-393-10-07	24-393-12-07
	8 cm / 3 1/8"	8,5 cm / 3 3/8"	9,5 cm / 3 6/8"	11,5 cm / 4 4/8"
	25 mm	35 mm	50 mm	65 mm

Ti	24-289-07-09	24-289-08-09	24-289-09-09	24-289-10-09
	8 cm / 3 1/8"	9 cm / 3 4/8"	10 cm / 3 7/8"	11,5 cm / 4 4/8"
	25 mm	30 mm	45 mm	60 mm



Atrauma



De Bakey-Satinsky
24-291-07-07
7 cm / 2 ⁵/₈"



De Bakey-Satinsky
24-291-09-07
9 cm / 3 ⁴/₈"



De Bakey-Satinsky
24-291-10-07
10 cm / 3 ⁷/₈"



Glover
24-293-06-07
6,5 cm / 2 ⁴/₈"



Santulli
24-295-07-07
7 cm / 2 ⁵/₈"



Bulldogklemmen

Bulldog Clamps

Clamps Bulldog

Clamps Bulldog

Pinze Bulldog


Atrauma



1/2

Gregory, soft
24-297-09-07 -
24-297-11-07

Carotis-Bulldogklemme
Carotid clamp
Clamp para carotis
Pince pour carotide
Pinza carotis



1/1

24-297-09-07
9 cm / 3 4/8"



40 mm



24-297-11-07
11 cm / 4 3/8"



60 mm



1/2

Gregory
24-299-01-07 -
24-299-02-07

Carotis-Bulldogklemme
Carotid clamp
Clamp para carotis
Pince pour carotide
Pinza carotis



1/1

24-299-01-07
11 cm / 4 3/8"



60 mm



24-299-02-07
11 cm / 4 3/8"




60 mm



1/2

Gregory-Style
24-394-01-07 -
24-394-02-07

Carotis-Bulldogklemme
Carotid clamp
Clamp para carotis
Pince pour carotide
Pinza carotis




1/1

24-394-01-07
9,5 cm / 3 6/8"

rechts
right
derecho
droit
destra



47 mm




24-394-02-07
9,5 cm / 3 6/8"

links
left
izquierdo
gauche
sinistra



47 mm



Atrauma

1/2



Glover
24-398-06-07 -
24-398-11-07

1/1



St	24-398-06-07	24-398-07-07	24-398-09-07	24-398-11-07
	7 cm / 2 5/8"	8 cm / 3 1/8"	9,5 cm / 3 5/8"	11 cm / 4 2/8"
	30 mm	40 mm	50 mm	70 mm

1/2



Glover
24-399-06-07 -
24-399-11-07

1/1



St	24-399-06-07	24-399-07-07	24-399-09-07	24-399-11-07
	6,5 cm / 2 1/8"	7,5 cm / 3"	9,0 cm / 3 1/8"	10,5 cm / 4"
	25 mm	35 mm	45 mm	65 mm

Nummern-Index

Index of order numbers

Índice de números de referencia

Index numérique des références de commande

Elenco dei codici

13

13-050-14-07	4
13-051-14-07	4
13-052-04-07	4
13-052-05-07	4
13-053-05-07	4
13-054-05-07	5
13-055-05-07	5
13-056-03-07	5
13-058-05-07	5
13-059-05-07	5
13-060-01-07	5
13-060-02-07	5
13-060-03-07	5
13-060-04-07	4, 5
13-062-00-07	6
13-062-01-07	6
13-062-02-07	6
13-102-04-07	6, 7
13-102-06-07	7
13-102-10-07	6, 7
13-104-14-07	6
13-106-18-07	6
13-108-10-07	19
13-108-14-07	19
13-108-18-07	19
13-109-10-07	19
13-109-14-07	19
13-109-18-07	19
13-110-06-07	19
13-111-06-07	19
13-114-03-07	19
13-114-05-07	19
13-115-03-07	19
13-115-05-07	19
13-120-08-07	20
13-120-10-07	20
13-120-12-07	20
13-121-08-07	20
13-121-10-07	20
13-121-12-07	20
13-122-10-07	21
13-122-14-07	21
13-122-20-07	21
13-123-10-07	21
13-123-14-07	21
13-123-20-07	21
13-125-10-07	21
13-125-14-07	21
13-125-20-07	21
13-131-24-07	23
13-132-30-09	22
13-132-35-09	22
13-132-40-09	22
13-132-50-09	22
13-133-30-09	22
13-133-35-09	22
13-133-40-09	22
13-133-50-09	22

13-135-30-09	23
13-135-35-09	23
13-135-40-09	23
13-135-50-09	23
13-142-30-09	22
13-142-35-09	22
13-142-40-09	22
13-142-50-09	22, 23
13-143-30-09	22
13-143-35-09	22
13-143-40-09	22
13-143-50-09	22
13-145-30-09	23
13-145-35-09	23
13-145-40-09	23
13-145-50-09	23
13-150-01-71	10
13-150-02-71	10
13-150-03-71	10
13-150-04-71	10
13-150-05-71	10
13-150-06-71	10
13-150-07-71	10
13-150-08-71	10
13-150-09-71	10
13-150-10-71	10
13-150-11-71	10
13-150-12-71	10
13-150-13-71	10
13-150-14-71	10
13-150-15-71	10
13-150-16-71	10
13-150-17-71	10
13-150-18-71	10
13-150-19-71	10
13-150-20-71	10
13-150-21-71	10
13-150-22-71	10
13-150-23-71	10
13-150-24-71	10
13-150-25-71	11
13-150-26-71	11
13-150-27-71	11
13-150-28-71	11
13-150-29-71	11
13-150-30-71	11
13-150-31-71	11
13-150-32-71	11
13-150-33-71	11
13-150-34-71	11
13-150-35-71	11
13-150-36-71	11
13-150-37-71	11
13-150-38-71	11
13-150-39-71	11
13-150-40-71	11
13-150-41-71	11
13-150-42-71	11
13-150-43-71	11

13-150-44-71	11
13-150-46-71	11
13-150-47-71	11
13-151-01-71	12
13-151-02-71	12
13-151-03-71	12
13-151-04-71	12
13-151-05-71	12
13-151-06-71	12
13-151-07-71	12
13-151-08-71	12
13-151-09-71	12
13-151-10-71	12
13-151-11-71	12
13-151-12-71	12
13-152-01-71	13
13-152-02-71	13
13-152-03-71	13
13-152-04-71	13
13-152-05-71	13
13-152-06-71	13
13-152-07-71	13
13-152-08-71	13
13-152-09-71	13
13-152-10-71	13
13-152-11-71	13
13-152-12-71	13
13-152-13-71	14
13-152-14-71	14
13-152-15-71	14
13-152-16-71	14
13-152-17-71	14
13-152-18-71	14
13-152-19-71	14
13-152-20-71	14
13-152-21-71	14
13-153-01-71	15
13-153-02-71	15
13-153-03-71	15
13-153-04-71	15
13-153-05-71	15
13-153-06-71	15
13-153-07-71	15
13-153-08-71	15
13-153-09-71	15
13-154-01-07	16
13-154-02-07	16
13-154-03-07	16
13-154-04-07	16
13-154-05-07	16
13-154-10-07	16
13-154-11-07	16
13-154-12-07	16
13-154-20-07	16
13-154-50-04	16
13-155-01-07	17
13-155-02-07	17
13-155-03-07	17
13-155-04-07	17

13-155-05-07	17
13-155-10-07	17
13-155-11-07	17
13-155-12-07	17
13-155-20-07	17

24

24-280-10-09	24
24-280-25-09	24
24-280-45-09	24
24-280-60-09	24
24-281-10-09	24
24-281-25-09	24
24-281-45-09	24
24-281-60-09	24
24-282-10-09	24
24-282-25-09	24
24-282-45-09	24
24-282-60-09	24
24-288-07-09	25
24-288-08-09	25
24-288-09-09	25
24-288-10-09	25
24-289-07-09	26
24-289-08-09	26
24-289-09-09	26
24-289-10-09	26
24-291-07-07	27
24-291-09-07	27
24-293-06-07	27
24-295-07-07	27
24-297-09-07	28
24-297-11-07	28
24-299-01-07	28
24-299-02-07	28
24-392-07-07	25
24-392-08-07	25
24-392-10-07	25
24-392-12-07	25
24-393-07-07	26
24-393-08-07	26
24-393-10-07	26
24-393-12-07	26
24-394-01-07	28
24-394-02-07	28
24-395-23-07	18
24-398-06-07	29
24-398-07-07	29
24-398-09-07	29
24-398-11-07	29
24-399-06-07	29
24-399-07-07	29
24-399-09-07	29
24-399-11-07	29

Bulldogklemmen und Clips

Bulldog Clamps and Clips

Pinzas Bulldog y clips

Pinces Bulldog et clips

Pinze Bulldog e clips



KLS Martin Group

KLS Martin Australia Pty Ltd.

Sydney · Australia
Tel. +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.

São Paulo · Brazil
Tel. +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

**KLS Martin Medical (Shanghai)
International Trading Co., Ltd.**

Shanghai · China
Tel. +86 21 5820 6251
china@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.

Chennai · India
Tel. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

Martin Italia S.r.l.

Milan · Italy
Tel. +39 039 605 67 31
italia@klsmartin.com

Nippon Martin K.K.

Tokyo · Japan
Tel. +81 3 3814 1431
nippon@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Penang · Malaysia
Tel. +604 505 7838
malaysia@klsmartin.com

Martin Nederland/Marned B.V.

Huizen · The Netherlands
Tel. +31 35 523 45 38
nederland@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Moscow · Russia
Tel. +7 499 792-76-19
russia@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Dubai · United Arab Emirates
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.

London · United Kingdom
Tel. +44 1189 000 570
uk@klsmartin.com

KLS Martin LP

Jacksonville · Florida, USA
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG**A company of the KLS Martin Group**

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Germany
P.O. Box 60 · 78501 Tuttlingen · Germany
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

